

# PRODUKTDATABLAD

## Coloplast Drænagepose, u.kulfilter, klar, usteril

### Coloplast Drænagepose u. kulfilter

Drænposerne er sterile transparente poser. Den hydrokollide klæber absorberer sekretion fra hud og dræn, således at maceration af huden minimeres.

Indeholder volumeindikator, så indholdet i posen nemt kan måles; tilbageløbsventil, som forhindrer drænposens indhold i at løbe tilbage og et blødt udløb så den nemt kan tilsluttes de fleste natposer.

Den spiralformet klæber er en kombination af materialer designet til sikkerhed og beskyttelse i en spiralform med henblik på sikker fastklæben til huden of absorption af fugt fra huden hvilket beskytter huden mod irritation.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	<i>PE, PET, EVA, SEBS, CMC, SIS, harpiks, titandioxid, dioctyl adipate, silicone papir</i>
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring uåbnet:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader
<b>Opbevaring åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år
<b>Holdbarhed åbnet:</b>	Engangsprodukt
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inderemballage:</b>	Genbrug
<b>Bortskaffelse af yderemballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Ingen

# PRODUKTDATABLAD

Coloplast Drænagepose, u.kulfilter, klar, usteril

## Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0348020	2240	Coloplast	Coloplast Drænage u. kulfilter, mini, klar, 5-38mm Ø	100ml	Æske a 20 stk.
0348022	2245	Coloplast	Coloplast Drænagepose u.kulfilter, midi, klar 5-38mm Ø	300ml	Æske a 20 stk.
0348024	2250	Coloplast	Coloplast Drænagepose u.kulfilter, maxi, klar, 5-52mm Ø	500ml	Æske a 20 stk.