

PRODUKTDATABLAD

Comfeel Barriere creme – tube 60 g

Comfeel Barriere creme – tube 60 g

Barrierecreme er den ideelle behandling til tør eller irriteret hud forårsaget af sårekssudat fra den omgivende hud. Cremen er yderst vandskyende. Den blødgør huden og indeholder en pH-buffer, der genopretter hudens korrekte pH-værdi og forebygger beskadigelse af huden.

- Beskytter den omgivende hud, der er udsat for sårekssudatet
- Smør forsigtigt et meget tyndt lag på ren hud. Tør overskyende creme af med en serviet. ad huden tørre et par minutter, før du påsætter klæbere.



Indholdsstoffer/materiale:	<i>Renset vand, parafinum liquidum, cyclomethicone, glycerin, magnesium citrate, methyl paraben, propyleneglycol og propyl paraben</i>
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	Indeholder ikke akrylat
Opbevaring uåbnet:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader
Opbevaring åbnet:	-
Holdbarhed uåbnet:	Min. 1 år ved levering
Holdbarhed åbnet:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATBLAD

Comfeel Barriere creme – tube 60 g

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360012	4720	Coloplast	Comfeel barriere creme	Tube 60 g	Æske á 6 tuber