

PRODUKTDATABLAD

Filtrodor, selvklæbende kulfilter til engangsbrug

Coloplast Filtrodor

Filtrodor er et kulfilter, som klæber til din stomipose og giver dig yderligere beskyttelse mod lugt. Lugten neutraliseres, når luft passerer gennem kulfilteret.



Til yderligere beskyttelse mod lugt

- Let at bruge - filteret er selvklæbende og er let at sætte på stomiposen. Den medfølgende stift bruges til at lave perforeringer
- Minimerer ballondannelse - den automatiske gasudløbsventil styrer trykket i posen
- Justerbar gennemstrømningshastighed - filterets kapacitet kan øges ved at lave ekstra perforeringer mellem posen og filteret

Indholdsstoffer/materiale: Polyurethan skum, Polyurethan Folie, Aktivt kul, Silikoniseret film, Polyethylene, klæber

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Beskyt mod sollys og opbevaring med max. 25 grader

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: Min. 3 år v/Levering

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Filtrodor, selvklæbende kulfilter til engangsbrug

Mediqs sortimentsoversigt

| Vare. Nr. | Ref. Nr. | Navn | Varebeskrivelse | Størrelse | Indhold |
|-----------|----------|-----------|---------------------------------|------------|---------------|
| 0360001 | 0509 | Coloplast | Filtrodor, Filter m. aktivt kul | Løs filter | Pk. á 50 stk. |