


PRODUKTDATABLAD

Mikroporøse Ringe

Mikroporøse Ringe

Coloplast mikroporøs ring, bruges som ekstra kantfiksering. Sættes så den sidder halvt på pladen og halvt på huden 124 mm ring bruges til plader med 40 og 50 mm ring. 134 mm ring bruges til plader med 60 mm ring samt alle konvekse plader.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylene, non-woven

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Beskyt mod sollys og opbevaring med max. 25 grader

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: Min. 3 år v/levering

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Mikroporøse Ringe

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360033	9803	Coloplast	Mikroporøs kantfiksering, ring	124 mm, rund	Ps. Á 30 stk.
0360034	9804	Coloplast	Mikroporøs kantfiksering, ring	134 mm, rund	Ps. Á 30 stk.