

# PRODUKTDATABLAD

## Brava® renseserviet

Brava renseserviet kan bruges som en erstatning for vand og kan nemt rengøre huden omkring stomien.

Servietten indeholder provitamin B5. Det er med til at bevare huden sund, reducerer rødmen og lindrer irriteret hud.

Den indeholder ikke olie og sæbe. Den tørrer hurtigt på huden og en ny klæber kan herefter påsættes.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyethylenterephthalat/viskose (serviet), vand, dexpanthenol (Provitamin B5), natriumcitrat, citronsyre, natriumgluconat og konserveringsmidler
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Ingen særlige krav til opbevaring
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Brava® renseserviet

## Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.*
0360056	Brava	renseserviet	15x20cm	pk. a 15 stk.	12080

\* Henviser til producentens reference nr.