

# PRODUKTDATABLAD

## Stomisaks

### Stomisaks

120mm, buet, stump

En stomisaks anvendes til at tilpasse hullet i stomibandagen.

Den har buede kæber, hvilket gør det nemmere at klippe rundt, når klæberen tilpasses.

Fremstillet i rustfrit stål.



**Indholdsstoffer/materiale:** Rustfrit stål

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Ingen

**Opbevaring uåbnet:** Opbevares tørt

**Opbevaring åbnet:** -

**Holdbarhed uåbnet:** -

**Holdbarhed åbnet:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen bemærkninger

# PRODUKTDATABLAD

## Stomisaks

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgsenhed	Ref.nr.*
0399850	Mediq	Stomisaks, buet, stump/stump	120 mm	Æske á 12 stk.	STK	-

\*Henviser til producentens reference nr.