

PRODUKTDATABLAD

Eakin Pelican Convex – Lukket pose

Eakin Pelican Convex

Klæberen består af et hydrokolloid lag, samt et tyndt skumlag ovenpå selve den bløde convexskål.

Poserne er forsynet med filter og bælteører, samt et blødt hudfarvet non-woven stof med "vindue", der gør det nemmere at placere posen korrekt.

Vælg klar inderfolie (hvis man vil kunne se stomien) eller beige inderfolie (hvis slidsen ikke skal benyttes til at kunne se stomien, men blot til at dække filtret af).



Indholdsstoffer/materiale: PIB, CMC, Pektin, Polythene, EVA, Coated Polythene, non-woven fabric, PVDC

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares køligt (10-30 grader C)

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Eakin Pelican Convex – Lukket pose

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0399502	839531	Focuscare	Pelican Convex	20 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399503	839532	Focuscare	Pelican Convex	22,5 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399516	839533	Focuscare	Pelican Convex	25 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399504	839534	Focuscare	Pelican Convex	27,5 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399510	839535	Focuscare	Pelican Convex	30 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399505	839536	Focuscare	Pelican Convex	32,5 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399509	839537	Focuscare	Pelican Convex	35 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399511	839538	Focuscare	Pelican Convex	37,5 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399515	839539	Focuscare	Pelican Convex	40 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399646	839564	Focuscare	Pelican Convex	20 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399647	839565	Focuscare	Pelican Convex	22,5 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399648	839566	Focuscare	Pelican Convex	25 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399649	839567	Focuscare	Pelican Convex	27,5 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399650	839568	Focuscare	Pelican Convex	30 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399651	839569	Focuscare	Pelican Convex	32,5 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399652	839570	Focuscare	Pelican Convex	35 mm / Standard	Æske á 10 stk.

PRODUKTDATBLAD

Eakin Pelican Convex – Lukket pose

0399653	839571	Focuscare	Pelican Convex	37,5 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399654	839572	Focuscare	Pelican Convex	40 mm / Standard	Æske á 10 stk.
0399663	839553	Focuscare	Pelican Convex	20 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399664	839554	Focuscare	Pelican Convex	22,5 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399665	839555	Focuscare	Pelican Convex	25 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399666	839556	Focuscare	Pelican Convex	27,5 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399585	839557	Focuscare	Pelican Convex	30 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399667	839558	Focuscare	Pelican Convex	32,5 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399668	839559	Focuscare	Pelican Convex	35 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399669	839560	Focuscare	Pelican Convex	37,5 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399670	839561	Focuscare	Pelican Convex	40 mm / Maxi	Æske á 10 stk.
0399656	839576	Focuscare	Pelican Convex	12-40 mm / mini	Æske á 10 stk.
0399594	839530	Focuscare	Pelican Convex	12-40 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399657	839562	Focuscare	Pelican Convex	12-40 mm / maxi	Æske á 10 stk.
0399517	839574	Focuscare	Pelican Convex	12-60 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399640	839573	Focuscare	Pelican Convex	12-40 mm / mini	Æske á 10 stk.
0399645	839563	Focuscare	Pelican Convex	12-40 mm / standard	Æske á 10 stk.
0399579	839552	Focuscare	Pelican Convex	12-40 mm / maxi	Æske á 10 stk.