

PRODUKTDATABLAD

Eakin Pelican Convex, urostomi

Pelican Convex, tømbar pose

Klæberen består af et hydrokolloid lag, samt et tyndt skumlag ovenpå selve den bløde convexskål.

Poserne er forsynet med filter og bælteører, samt et blødt hudfarvet non-woven stof med "vindue", der gør det nemmere at placere posen korrekt. Poserne lukkes med velcro.

Vælg klar inderfolie (hvis man vil kunne se stomien) eller beige inderfolie (hvis slidsten ikke skal benyttes til at kunne se stomien, men blot til at dække filtret af).



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid, skum, non-woven stof
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt og mellem 0-30 grader C.
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding / deponi
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding / deponi
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Eakin Pelican Convex, urostomi

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399593	Eakin Pelican	1-dels urostomipose convex, beige, vindue	12-40 mm Ø	æske a 10 stk.	839540
0399586	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, klar	20 mm ring	æske a 10 stk.	839541
0399588	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, klar	22,5 mm Ø	æske a 10 stk	839542
0399672	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, standard, m/vindue, beige	25 mm Ø	æske a 10 stk.	839543
0399673	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, standard, m/vindue, beige	27,5 mm Ø	æske a 10 stk.	839544
0399612	Eakin Pelican	1-dels standard urostomipose convex, beige vindue	30 mm Ø	æske a 10 stk.	839545
0399674	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, standard, m/vindue, beige	32,5 mm Ø	æske a 10 stk.	839546
0399675	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, standard, m/vindue, beige	35 mm Ø	æske a 10 stk.	839547
0399676	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, standard, m/vindue, beige	37,5 mmØ	æske a 10 stk.	839548
0399677	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, standard, m/vindue, beige	40 mm Ø	æske a 10 stk.	839549
0399581	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, klar, maxi	12-60 mm Ø	æske a 10 stk.	839550
0399671	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, mini, m/vindue, beige	12-40 mm Ø	æske a 10 stk.	839551
0399678	Eakin Pelican convex	1-dels urostomipose, standard, m/vindue, beige	12 - 60x75 mm Ø	æske a 10 stk.	839575