

PRODUKTDATABLAD

Eakin Pelican 1-dels ileostomipose, vindue, beige

Eakin Pelican ileostomiposerne har et avanceret vandtæt filtersystem som giver kontrolleret flow og dermed større forebyggelse af lugt. Klæberen er meget hudvenlig og giver behagelig og sikker tilpasning. Hudklæberen har desuden også tydelig klippeguide og skrivevenlig film samt en klart markeret snip til at fjerne filmen.

Poserne har et blødt stofbetræk med slids som giver større komfort og minimal lyd. Slidsens formål er dels, at kunne se stomien ved påsætning af posen, hvilket giver en nemmere og bedre placering, dels får at kunne se indholdet i posen. Når slidsen er lukket er posen helt diskret.

Poserne former sig desuden efter kroppens form og bevægelser for større sikkerhed og er derudover nemme at anvende og rengøre.



Indholdsstoffer/materiale:	PIB, CMC, pektin, polytylen, EVA, coated polytylen, non-woven stof, PVDC
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved 10-30° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Eakin Pelican 1-dels ileostomipose, vindue, beige

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0399422	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	20 mm Ø	Æske a 30 stk.	839313
0399423	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	839314
0399424	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	27,5 mm Ø	Æske a 30 stk.	839315
0399425	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	839316
0399426	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	32,5 mm Ø	Æske a 30 stk.	839317
0399427	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	839318
0399428	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	37,5 mm Ø	Æske a 30 stk.	839319
0399429	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	40 mm Ø	Æske a 30 stk.	839320
0399430	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	45 mm Ø	Æske a 30 stk.	839321
0399431	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	50 mm Ø	Æske a 30 stk.	839322
0399432	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, beige	55 mm Ø	Æske a 30 stk.	839323
0399554	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	20 mm Ø	Æske a 30 stk.	839337
0399555	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	839338
0399556	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	27,5 mm Ø	Æske a 30 stk.	839339
0399557	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	839340
0399558	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	32,5 mm Ø	Æske a 30 stk.	839341
0399559	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	839342
0399560	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	37,5 mm Ø	Æske a 30 stk.	839343
0399561	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	40 mm Ø	Æske a 30 stk.	839344
0399562	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	45 mm Ø	Æske a 30 stk.	839345
0399563	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	50 mm Ø	Æske a 30 stk.	839346
0399564	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	55 mm Ø	Æske a 30 stk.	839347
0399584	Eakin Pelican	1-dels ileostomipose, Mini, beige med vindue	15-65 mm Ø	Æske a 30 stk.	839360