

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1 Convex 1-dels Kolostomipose

Dette er en lukket pose med et 6 mm fast konveks indlæg, der sikrer et fast tryk tæt på stomien. Den har en oval plade, som følger kroppens naturlige former.

Posearealet over pladen er reduceret, hvilket gør posen mere diskret og modvirker fremfald.

Klæberens overflade er tykkest rundt om stomien og bliver tyndere ud mod kanterne, hvilket gør vedhæftningen på huden både sikker og skånsom.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, EMA, EVA, PVdC, PET, Aktivt kul, PTFE membran, LLDPE, LDPE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Novalife 1 Convex 1-dels Kolostomipose

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0380360	931-25	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Mini	Æske a 10 stk.
0380373	931-30	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 30-37 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Midi	Æske a 10 stk.
0380374	931-35	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Midi	Æske a 10 stk.
0380377	931-40	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 40-46 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Midi	Æske a 10 stk.
0380381	931-50	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 50-59 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0380359	931-24	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 10-24 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Mini	Æske a 10 stk.
0380370	931-37	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 10-37 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Midi	Æske a 10 stk.
0380375	931-46	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 10-46 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Mini	Æske a 10 stk.
0380380	931-59	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 10-59 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, beige	Maxi	Æske a 10 stk.
0380358	932-24	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 10-24 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, klar	Mini	Æske a 10 stk.
0380372	932-37	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 10-37 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, klar	Midi	Æske a 10 stk.
0380376	932-46	Novalife 1 Convex 1-dels kolostomipose, opklipbar 10-46 mm hul, 6 mm konveks, bælteører, klar	Midi	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.