

PRODUKTDATABLAD


Nova 2 X3 basisplade

Nova 2 X3 har et unikt koblingssystem – blødt og sikkert. Den glatte EMA (Ethylene Methyl Acrylat) overflade ladet fugt fra huden passere igennem pladen og er let at rengøre. Den glatte overflade forhindrer samtidig tøjet i at hænge fast.

Nova 2 X3 basispladen har et 3 mm ekstra hydrocolloid materiale, der kan absorbere ekstra fugt.

Koblingsringen er semi-fikseret og dermed mere fleksibel og lettere at sætte posen på.

Nova 2 X3 giver visuel sikkerhed, sikker klæber, maksimal hygiejne og er hudvenlig.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, LLDPE, PET og EMA
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Nova 2 X3 basisplade

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0388825	134315	Nova 2 X3 basisplade, opklipbar 15-30 mm hul, løftbar flange.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0388835	135515	Nova 2 X3 basisplade, opklipbar 15-42 mm hul, løftbar flange.	55 mm ring	Æske a 5 stk.
0388830	134325	Nova 2 X3 basisplade, opklipbar 25-30 mm hul, løftbar flange.	43 mm ring	Æske a 5 stk.
0388840	135532	Nova 2 X3 basisplade, opklipbar 32-42 mm hul, løftbar flange.	55 mm ring	Æske a 5 stk.
0388845	135535	Nova 2 X3 basisplade, opklipbar 35-42 mm hul, løftbar flange.	55 mm ring	Æske a 5 stk.

* Henviser til producentens reference nr.