

# PRODUKTDATABLAD

## Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels Ileostomipose

Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels tømbar ileostomipose med kulfilter.

Posen har en fleksibel hydrocolloid basisplade med små fordybninger, som gør at huden ikke bliver påvirket same sted hele tiden.

Posen er anatomisk udformet.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrocolloid, EVA, PE
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Køligt, tørt. Undgå direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels Ileostomipose

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0397446	28120	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 20 mm hul, kulfilter, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0397447	28125	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 25 mm hul, kulfilter, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0397448	28130	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 30 mm hul, kulfilter, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0397449	28135	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 35 mm hul, kulfilter, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0397456	28220	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 20 mm hul, kulfilter, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0397457	28225	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 25 mm hul, kulfilter, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0397459	28230	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 30 mm hul, kulfilter, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0397461	28235	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 35 mm hul, kulfilter, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0397463	28240	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 40 mm hul, kulfilter, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0397464	28320	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 20 mm hul, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397467	28325	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 25 mm hul, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397468	28330	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 30 mm hul, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397469	28335	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 35 mm hul, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397470	28340	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 40 mm hul, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0396560	58320	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 20 mm hul, klæbekant, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0396561	58325	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 25 mm hul, klæbekant, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0396562	58330	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 30 mm hul, klæbekant, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0396563	58335	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 35 mm hul, klæbekant, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0396564	58340	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, 40 mm hul, klæbekant, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.

# PRODUKTDATABLAD

## Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels Ileostomipose

0397610	2824055	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-55 mm hul, vindue kulfilter, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0397611	2834055	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-55 mm hul, vindue, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397612	2834001	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-65x75 mm hul, vindue, oval klæber, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397443	28100	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-55 mm hul, kulfilter, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0397453	28500	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-55 mm hul, kulfilter, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0397451	28200	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-55 mm hul, kulfilter, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0397473	28400	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-55 mm hul, kulfilter, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397465	28300	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-55 mm hul, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397474	28401	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-65x75 mm hul, oval klæber, kulfilter, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0397466	28301	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-65x75 mm hul, oval klæber, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0396549	58400	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-64 mm hul, klæberkant, kulfilter, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0396543	58300	Moderma Flex Lock'n Roll 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-64 mm hul, klæberkant, kulfilter, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.