

PRODUKTDATABLAD

Adapt™ barriere ring, flad

Adapt barriere ring, til ekstra tætning, er fremstillet af et unikt materiale som kan bøjes, strækkes og formes uden at den mister sin form.

Ringene bruges til at udfylde eller forsegle ujævne hudkonturer, så man får en jævn overflade og forhindrer lækager under stomipladen.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid, polyethylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares køligt og tørt. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Adapt™ barriere ring, flad

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397533	Adapt	Barriere ring flad 4,5 mm, hul 18 mm	48 mm Ø	Æske a 10 stk.	7805
0397534	Adapt	Barriere ring flad 2,3 mm, hul 18 mm	98 mm Ø	Æske a 10 stk.	7806
0397535	Adapt	Barriere ring Slim 2,3 mm, hul 18 mm	48 mm Ø	Æske a 10 stk.	7815