

PRODUKTDATABLAD

Dansac Irrigationssæt komplet med hydrokolloid

Dansac Irrigationssæt komplet med hydrokolloid indeholder:

- Toilettaske
- Vandbeholder
- Slange med reguleringsklemme
- Konus
- Rensebørste
- 2 stk. Skin lotion servietter
- Skin lotion
- Skin creme
- Skylleærme med hydrokolloid
- 2 klemmer
- 2 stk. Nova 2 Mini Cap 30 mm
- 2 stk. Nova 2 Mini pose 20-50 mm



Dette Irrigationssæt henvender sig til kolostomiopererede, der tømmer tarmen ved irrigation.

Indholdsstoffer/materiale:	Rustfri stålstang, galvaniseret jertråd, lyse gedehår, hørfrø olie, sæbe, ethanol, vand, aloé, A-D & E vitaminer, parabener, ABS
PVC/ftalater:	di-siononylphthalat (DINP)
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Dansac Irrigationssæt komplet med hydrokolloid

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0393005	90035	Dansac Irrigationssæt basissæt: toilettaske, vandbeholder, slange m. reguleringsklemme, konus, rensbørste, 2 stk. skin lotion servietter, skin lotion, skin creme, skylleærme med hydrokolloid, 2 klemmer, 2 stk. Nova 2 Mini Cap 30 mm, 2 stk. Nova 2 Mini pose 20-50 mm.		Æske a 1 sæt

* Henviser til producentens reference nr.