

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex

Moderma Flex

HOLLISTER MODERMA FLEX urostomipose.

Bandagen yder stor bærekraft, bevægelsesfrihed og diskretion takket være den kropsrigtige form og den bløde stofbelægning.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PE, Polyester, Polyefin, Hydrocolloid

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0397490	29500	Hollister	Moderma Flex	15-55 mm / midi	Æske á 20 stk.
0397493	29100	Hollister	Moderma Flex	15-55 mm / midi	Æske á 20 stk.