

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex Convex urostomipose

Moderma Flex Convex urostomipose

Moderma Flex en-dels (skåleformet) urostomipose med konveks hudplade, dybde 4,16 mm.

Hudpladen med hulrum giver huden mulighed for at ånde, gulddråben viser om posen er lukket eller åben. Kan tilsluttes alle typer natposer.

Bandagen yder stor bærekraft, bevægelsesfrihed og diskretion takket være den kropsrigtige form og den bløde stofbelægning



Indholdsstoffer/materiale: *Ethylene vinyl acetate copolymer, polyethylene, polypropylene copolymer ethylene methacrylate copolymer*

PVC/ftalater: Ja, PVC: DEHP

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Køligt, tørt. Undgå direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yderemballage: Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex Convex urostomipose

Mediq's sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0397360	29300	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	15-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397761	29301	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	15-38 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397359	29200	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	15-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397351	29201	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	15-38 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397362	29320	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	20 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397366	29325	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397363	29330	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	30 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397364	29335	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	35 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397350	29220	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	20 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397353	29225	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397354	29230	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	30 mm / midi	Æske á 10 stk.
0397355	29235	Hollister	Moderma Flex, 4,16 mm	35 mm / midi	Æske á 10 stk.