

# PRODUKTDATABLAD

## Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose

### Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose

Ny Conform 2 urostomipose med flerkammersystem, tilbagefølsventil og ny, blød udløbsstuds. Alt sammen noget der sikrer kontrol, diskretion og komfort.

Den nye udløbsstuds, som er blødere i både form og materiale, sikrer at man ved tømning har fuld kontrol over tømningshastigheden, ligesom den store dråbe som indikerer hvorvidt udløbet er åbent eller lukket, er let at både se og føle.

Det nye flerkammersystem sikrer en jævn fordeling af urinen, hvilket giver posen en væsentlig lavere poseprofil og dermed gør den mere diskret.

De nye Conform 2 urostomiposer leveres med en ny forbedret konnektor som bruges ved tilkobling til natpose. Her æske indeholder 6 konnekterer.



**Indholdsstoffer/materiale:** EVA, PE, Polyester, Polyefin, Hydrocolloid

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding / Deponi

**Bortskaffelse af inderemballage:** Forbrænding / Deponi

**Bortskaffelse af yderemballage:** Forbrænding / Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0397680	23790	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	35mm	Æske á 20 stk.
0397681	24790	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	45mm	Æske á 20 stk.
0397682	25790	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, beige	55mm	Æske á 20 stk.
0397685	23890	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, klar	35mm	Æske á 20 stk.
0397686	24890	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, klar	45mm	Æske á 20 stk.
0397687	25890	Hollister	Conform 2, flerkammer to-dels urostomipose, klar	55mm	Æske á 20 stk.