

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex CeraPlus konveks, 1-dels ileostomipose, soft

1-dels Moderma Flex med CeraPlus er en tømbar pose med soft konveks plade, klæbekant og vindue.

Den fleksible konvekse plade skaber en optimal pasform med blødt tryk rundt om den tilbagetrunkne stomi, samtidig med at den former sig efter kroppens konturer.

Integreret klæbekant giver ekstra sikkerhed, mens vinduet giver mulighed for at se ind i posen og lette positioneringen i forbindelse med påsætningen.

Posen er desuden udstyret med bælteører, kulfilter og integreret Lock 'n Roll lukning.

CeraPlus klæberen passer til alle hudtyper og hjælper til at holde den peristomale hud sund og frisk, idet den indeholder ceramid, som naturligt forekommer i huden, hvor den forhindrer udtørring samt beskytter mod ydre påvirkninger.



Volumen: Midi 450 ml, Maxi 780 ml

Indholdsstoffer/materiale: Hydrocolloid, PIB, EVA, PVDC, Polyethylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning: -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Køligt, tørt. Undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet: 2 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding/Deponi

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Deponi/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex CeraPlus konveks, 1-dels ileostomipose, soft

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397092	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Midi, Soft, klæbek. vindue, beige	15-38 mm Ø	Æske a 30 stk.	54000
0397093	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Midi, Soft, klæbek. vindue, beige	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	54001
0397094	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Midi, Soft, klæbek. vindue, beige	15-25 mm Ø	Æske a 30 stk.	54002
0397095	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Midi, Soft, klæbek. vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	54025
0397096	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Midi, Soft, klæbek. vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	54030
0397097	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Midi, Soft, klæbek. vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	54035
0397098	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Maxi, Soft, klæbek. vindue, beige	15-38 mm Ø	Æske a 30 stk.	54100
0397099	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Maxi, Soft, klæbek. vindue, beige	15-55 mm Ø	Æske a 30 stk.	54101
0397100	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Maxi, Soft, klæbek. vindue, beige	15-25 mm Ø	Æske a 30 stk.	54102
0397101	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Maxi, Soft, klæbek. vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	54125
0397102	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Maxi, Soft, klæbek. vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	54130
0397103	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels ileopose, Maxi, Soft, klæbek. vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	54135