

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex CeraPlus konveks, 1-dels colostomipose

1-dels Moderma Flex med CeraPlus er en lukket pose med konveks klæber og vindue.

Den faste klæber presser med sin skålform den tilbagetrukne stomi frem, så den bedre kommer ind i posen og vinduet giver mulighed for at se ind i posen samt lette positioneringen i forbindelse med påsætningen.

Posen er udstyret med kulfilter.

CeraPlus klæberen passer til alle hudtyper og hjælper til at holde den peristomale hud sund og frisk, idet den indeholder ceramid, som naturligt forekommer i huden, hvor den forhindrer udtørring samt beskytter mod ydre påvirkninger.



Volumen: Midi 550 ml

Indholdsstoffer/materiale: Hydrocolloid, PIB, EVA, PVDC, Polyethylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning: -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Køligt, tørt. Undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet: 2 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding/Deponi

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Deponi/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Moderma Flex CeraPlus konveks, 1-dels colostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0397120	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	15-38 mm Ø	Æske a 30 stk.	52600
0397121	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	15-51 mm Ø	Æske a 30 stk.	52601
0397122	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	52625
0397123	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	52630
0397124	Moderma Flex CeraPlus konveks	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	52635