

PRODUKTDATABLAD

NovaLife 2 GX+ Convex, basisplade

NovaLife 2 GX+ Convex plade har en krydsbunden og udvaskningsresistent klæber, som er velegnet ved mere flydende output.

Pladen lægger et jævnt tryk omkring stomien, og denne skubbes ind i posen, så der skabes bedre forsegling mellem hud og klæber.

Den løftbare koblingsring gør pladen mere fleksibel og komfortabel og giver et hørbart klik, når posen sættes på pladen.

Den graduerede plade er tykkest inde omkring stomien og bliver tyndere ud mod kanterne.

Passer til alle NovaLife 2 og Nova 2 poser.



Indholdsstoffer/materiale:	EVA, PE, polyester, polyeofin, CMC, pektin, PIB
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

NovaLife 2 GX+ Convex, basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0380910	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, opklipbar 10-23mm, løftbar flange	36 mm ring	Æske a 5 stk.	2036-10
0380913	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, opklipbar 10-30mm, løftbar flange	43 mm ring	Æske a 5 stk.	2043-10
0380916	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, opklipbar 10-42mm, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	2055-10
0380919	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, opklipbar 10-59mm, løftbar flange	70 mm ring	Æske a 5 stk.	2070-10
0380911	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 20mm hul, løftbar flange	36 mm ring	Æske a 5 stk.	2036-20
0380912	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 23mm hul, løftbar flange	36 mm ring	Æske a 5 stk.	2036-23
0380914	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 25mm hul, løftbar flange	43 mm ring	Æske a 5 stk.	2043-25
0380915	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 30mm hul, løftbar flange	43 mm ring	Æske a 5 stk.	2043-30
0380917	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 35-42mm hul, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	2055-35
0380918	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 40mm hul, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	2055-40
0380920	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 40-59mm hul, løftbar flange	70 mm ring	Æske a 5 stk.	2070-40
0380921	NovaLife 2 GX+ Convex	Basisplade, 45-59mm hul, løftbar flange	70 mm ring	Æske a 5 stk.	2070-45