

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 2 basisplade

NovaLife TRE 2 flad plade

NovaLife TRE klæberen fra Dansac indeholder en innovativ teknologi, som hjælper til at holde huden naturligt sund. Den er designet til at levere tre niveauer af hudbeskyttelse:

- 1) Klæbeevne: Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling, som beskytter huden mod output fra stomien. Samtidig er klæberen let at aftage og skånsom mod huden.
- 2) Absorptionen hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance uden at den mister interne og eksterne styrke.
- 3) pH balancen hjælper med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden.

Det sikre koblingssystem giver et hørbart klik, når posen sættes på pladen, Den løftbare koblingsring bidrager desuden til øget fleksibilitet og komfort, da tryk direkte på maven minimeres.



| | |
|--|--|
| Indholdsstoffer/materiale: | PIB, superabsorberende polymer, emulgerende polymer PE fibre, LLDPE, EVA, PVdC, PET, LDPE, EMA |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse I |
| Steril vare: | Nej |
| Særlig mærkning: | - |
| Opbevaring: | Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 2 år |
| Bortskaffelse af vare: | Forbrænding |
| Bortskaffelse af emballage: | Forbrænding/Genanvendelse |
| Bemærkninger: | - |

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 2 basisplade

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|----------------|--|------------|---------------|----------|
| 0381069 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, 25-35mm hul, løftbar flange | 43 mm ring | Æske a 5 stk. | MT143-25 |
| 0381070 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, 30-35mm hul, løftbar flange | 43 mm ring | Æske a 5 stk. | MT143-30 |
| 0381071 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, 15-47mm hul, løftbar flange | 55 mm ring | Æske a 5 stk. | MT155-15 |
| 0381072 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, 35-47 mm hul, løftbar flange | 55 mm ring | Æske a 5 stk. | MT155-35 |
| 0381073 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, 40-47mm hul, løftbar flange | 55 mm ring | Æske a 5 stk. | MT155-40 |
| 0381067 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, opklipbar, 15-28mm hul, løftbar flange | 36 mm ring | Æske a 5 stk. | MT136-15 |
| 0381068 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, opklipbar, 15-35mm hul, løftbar flange | 43 mm ring | Æske a 5 stk. | MT143-15 |
| 0381074 | NovaLife TRE 2 | Basisplade, opklipbar, 15-62mm hul, løftbar flange | 70 mm ring | Æske a 5 stk. | MT170-15 |