

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 2 convex basisplade, løftbar flange

NovaLife TRE 2 convex

NovaLife 2 convex pladen har et 6 mm fast indlæg i den ovale plade, som sikrer et fast tryk tæt på stomien.

NovaLife TRE klæberen fra Dansac indeholder en innovativ teknologi, som hjælper til at holde huden naturligt sund. Den er designet til at levere tre niveauer af hudbeskyttelse:

1) Klæbeevne: Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling, som beskytter huden mod output fra stomien. Samtidig er klæberen let at aftage og skånsom mod huden.

2) Absorptionen hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance, uden at den mister interne og eksterne styrke.

3) pH balancen hjælpe med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden.

Det sikre koblingssystem giver et hørbart klik, når posen sættes på pladen, Den løftbare koblingsring bidrager desuden til øget fleksibilitet og komfort, da tryk direkte på maven minimeres.



Indholdsstoffer/materiale:	PIB, superabsorberende polymer, emulgerende polymer, PE fibre, LLDPE, EVA, PVdC, PET, LDPE, EMA
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 2 convex basisplade, løftbar flange

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0381079	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, 30mm hul, løftbar flange	43 mm ring	Æske a 5 stk.	MT243-30
0381078	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, 25-30mm hul, løftbar flange	43 mm ring	Æske a 5 stk.	MT243-25
0381081	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, 35-42mm hul, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	MT255-35
0381082	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, 40-42mm hul, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	MT255-40
0381083	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, opklipbar 15-59mm, løftbar flange	70 mm ring	Æske a 5 stk.	MT270-15
0381076	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, opklipbar 15-23mm, løftbar flange	36 mm ring	Æske a 5 stk.	MT236-15
0381077	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, opklipbar 15-30mm, løftbar flange	43 mm ring	Æske a 5 stk.	MT243-15
0381080	NovaLife TRE 2 convex	Basisplade, opklipbar 15-42mm, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	MT255-15