

# PRODUKTDATABLAD

## Harmony Duo basisplade

Harmony Duo basisplade har en lav profil og er meget blød og fleksibel. Pladen beskytter og er meget skånsom mod huden. En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen hvilket gør monteringen nem og simpel.

Posens anatomiske form giver ekstra komfort og bevægelsesfrihed.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene, EVA, PVC, EVA
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, rent og køligt (0-28°C). Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Harmony Duo basisplade

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360548	HD1332	Harmony Due basisplade, standard, opklipbar 13-32 mm hul.	32 mm flange	Æske a 10 stk.
0360539	HD1350	Harmony Due basisplade, standard, opklipbar 13-50 mm hul.	50 mm flange	Æske a 10 stk.
0360697	HD1370	Harmony Due basisplade, standard, opklipbar 13-70 mm hul.	70 mm flange	Æske a 10 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.