

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Comfort 1-dels kolostomipose

Confidence Comfort 1-dels kolostomipose er designet til kroppens form, hvilket giver ekstra fleksibilitet og diskretion. Der er intet "overhæng" øverst på posen.

Posen har en anatomisk form, silkeblødt stof, støjsvag plastfolie og letglidende plast på posens inderside.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene, EVA, PVCD, EVA
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, rent og køligt (0-28°C). Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Comfort 1-dels kolostomipose

### Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360547	CF25	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, delt forside, beige.	Standard	Æske a 30 stk.
0360546	CF28	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 28 mm hul, delt forside, beige.	Standard	Æske a 30 stk.
0360585	CF32	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 32 mm hul, delt forside, beige.	Standard	Æske a 30 stk.
0360586	CF35	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, delt forside, beige.	Standard	Æske a 30 stk.
0360587	CF38	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 38 mm hul, delt forside, beige.	Standard	Æske a 30 stk.
0360581	CFL25	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, delt forside, beige.	Large	Æske a 30 stk.
0360517	CFL28	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 28 mm hul, delt forside, beige.	Large	Æske a 30 stk.
0360582	CFL32	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 32 mm hul, delt forside, beige.	Large	Æske a 30 stk.
0360583	CFL35	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, delt forside, beige.	Large	Æske a 30 stk.
0360584	CFL38	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, 38 mm hul, delt forside, beige.	Large	Æske a 30 stk.
0360545	CF13	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-70 mm hul, delt forside, beige.	Standard	Æske a 30 stk.
0360580	CFL13	Confidence Comfort 1-dels kolostomipose, opklipbar 13-70 mm hul, delt forside, beige.	Large	Æske a 30 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.