

PRODUKTDATABLAD

Confidence natural flexifit large

Confidence natural flexifit large

SALTS Confidence Natural lukket pose med Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

Hudvenlig hydrocolloid som er bekræftet af The British Skin Foundation.

Beige med delt forside.

Posen findes som Mini, Midi og Maxi med både opklippelige og forudstandsede huller.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVDC, Sodium Carboxymethylcellulose, Aloe Vera ekstrakt

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt, rent og køligt (0-28 grader C). Undgå direkte sollys.

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inder emballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yder emballage: Forbrænding / Deponi / Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Confidence natural flexifit large

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360523	NL25	Hardam	Confidence Natural flexifit	25 mm / Large	Æske á 30 stk.
0360524	NL28	Hardam	Confidence Natural flexifit	28 mm / Large	Æske á 30 stk.
0360525	NL32	Hardam	Confidence Natural flexifit	32 mm / Large	Æske á 30 stk.
0360526	NL35	Hardam	Confidence Natural flexifit	35 mm / Large	Æske á 30 stk.
0360527	NL38	Hardam	Confidence Natural flexifit	38 mm / Large	Æske á 30 stk.
0360528	NL41	Hardam	Confidence Natural flexifit	41 mm / Large	Æske á 30 stk.