

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Natural m. Aloe Vera m. tømbar pose

### Confidence Natural m. Aloe Vera m. tømbar pose

Confidence Natural tømbar pose med Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

Hudvenlig hydrocolloid som er bekræftet af The British Skin Foundation.

Beige med delt forside.

Posen findes som Mini, Midi og Maxi med både opklippelige og forudstandsede huller.



**Indholdsstoffer/materiale:** EVA, PE, Polyester, Polyefin, Hydrocolloid

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 5 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding / deponi

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Confidence Natural m. Aloe Vera m. tømbar pose

### Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0360567	NDS13	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	13-55x70 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360529	NDS25	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	25 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360501	NDS28	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	28 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360502	NDS32	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	32 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360503	NDS35	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	35 mm / mini	Æske á 30 stk.
0360510	ND13	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	13-55x70 mm / standard	Æske á 30 stk.
0360511	ND25	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	25 mm / standard	Æske á 30 stk.
0360512	ND28	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	28 mm / standard	Æske á 30 stk.
0360515	ND32	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	32 mm / standard	Æske á 30 stk.
0360514	ND35	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	35 mm / standard	Æske á 30 stk.
0360533	ND38	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	38 mm / standard	Æske á 30 stk.
0360561	NDL13	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	13-55x70 mm / large	Æske á 30 stk.
0360534	NDL25	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	25 mm / large	Æske á 30 stk.
0360535	NDL28	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	28 mm / large	Æske á 30 stk.
0360536	NDL32	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	32 mm / large	Æske á 30 stk.
0360537	NDL35	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	35 mm / large	Æske á 30 stk.
0360538	NDL38	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	38 mm / large	Æske á 30 stk.
0360509	NDL41	Hardam	Confidence Natural Flexifit, Beige	41 mm / large	Æske á 30 stk.