

PRODUKTDATABLAD

Confidence Natural Soft Convex 1-dels ileostomipose

Confidence natural soft convex

(skåleformet) Tømbar pose m/Flexifit og Aloe Vera ekstrakt.

Klæber med den unikke FlexiFit facon med 5 slidser. Tynd og stærk klæber, som får hurtig fat.

Posens udløb er designet med en lille flap, som gør det lettere at åbne og tømme posen.

Dybden på konveksiteten er udviklet og designet til 4,62 mm for at imødekomme størstedelen af tilbagetrukne stomier.

Den hudvenlige klæber er anerkendt af British Skin Foundation og Skin Health Alliance.

Konvekse produkter bør kun anvendes i samråd med en stomisygeplejerske.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydroklorid m. aloe vera ekstrakt, polyethylene non-woven (ydre emballering), Ethylene vinyl acetate
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Opbevares et tørt og køligt sted
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	3 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding / Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Confidence Natural Soft Convex 1-dels ileostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0360774	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Lille, vindue, beige	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk.	XNDS1325
0360775	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Lille, vindue, beige	13 - 38 mm Ø	Æske a 10 stk	XNDS1338
0360776	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk	XND1325
0360777	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	13 - 38 mm Ø	Æske a 10 stk	XND1338
0360778	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	13 - 52 mm Ø	Æske a 10 stk	XND1352
0360779	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	21 mm Ø	Æske a 10 stk	XND21
0360780	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk	XND25
0360781	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	28 mm Ø	Æske a 10 stk	XND28
0360782	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	32 mm Ø	Æske a 10 stk	XND32
0360783	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk	XND35
0360784	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	38 mm Ø	Æske a 10 stk	XND38
0360785	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Standard, vindue, beige	41 mm Ø	Æske a 10 stk	XND41
0360786	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Stor, vindue, beige	13 - 25 mm Ø	Æske a 10 stk	XNDL1325
0360787	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Stor, vindue, beige	13 - 38 mm Ø	Æske a 10 stk	XNDL1338
0360788	Confidence Natural Soft Convex	1-dels ileostomipose, Stor, vindue, beige	13 - 52 mm Ø	Æske a 10 stk	XNDL1352