

# PRODUKTDATABLAD

## SALTS Confidence Natural Advance urostomipose

SALTS Confidence Natural urostomipose med Aloe Vera ekstrakt, som reducerer rød og irriteret hud.

Den unikke Flexifit klæber med fem slidser, skaber fem fleksible vinger som bøjes, formes og følger kroppens naturlige former og bevægelser, derved forhindres utætheder og lækage lettere.

Advance klæberen klæber hurtigere, stærkere og længere, og posen har kulfilter.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Hydrokolloid, polyethylen non-woven eller EVA-perforeret film, EVA, PVDC, kulfilter, EMA film, PET, polyamid, aloe vera
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur samt væk fra varmekilder
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## SALTS Confidence Natural Advance urostomipose

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0361140	SALTS Confidence Natural Advance	Urostomipose, midi, m. vindue, u/bæltetører, beige	13-55/70 mm	Æske a 10 stk.	7-NUA13
0361141	SALTS Confidence Natural Advance	Urostomipose, midi, m. vindue, u/bæltetører, beige	25 mm	Æske a 10 stk.	7-NUA25
0361142	SALTS Confidence Natural Advance	Urostomipose, midi, m. vindue, u/bæltetører, beige	28 mm	Æske a 10 stk.	7-NUA28
0361143	SALTS Confidence Natural Advance	Urostomipose, midi, m. vindue, u/bæltetører, beige	32 mm	Æske a 10 stk.	7-NUA32
0361144	SALTS Confidence Natural Advance	Urostomipose, midi, m. vindue, u/bæltetører, beige	35 mm	Æske a 10 stk.	7-NUA35
0361145	SALTS Confidence Natural Advance	Urostomipose, mini, m. vindue, u/bæltetører, beige	13-55/70 mm	Æske a 10 stk.	7-NUAS13