

PRODUKTDATABLAD

Flexima 2-dels ileostomipose, stor volumen, beige

Ileostomipose som er fremstillet af støjsvag blødt non-woven materiale. Posen har en KEY- funktion som passer til pladen. Filteret er lækagefrit.

Ileostomiposen er en 2-dels stor tømbar stomipose med filter og klæberkobling. Den har en blød, non-woven forside og bagside. Den er støjsvag og har PVC-fri film og et integreret filter.

Styret påsætning af posen til pladen (se vejl. på bagsiden) muliggør en sikker, præcis og nem placering. Den kan tilsluttes en 2 l opsamlingspose, Flow Collector. Den har et High Flow udløb og en blomsterformet hydrokolloid klæber.



Indholdsstoffer/materiale: Aktivt kulfilter, PE, EVA, PP, PVDC, Non-woven mikrofiber

PVC/ftalater: -

Latex: -

CE klassifikation: Klasse 1

Steril vare: -

Opbevaring: Ingen særlig. Se instruktion vedlagt produktet.

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding

PRODUKTDATABLAD

Flexima 2-dels ileostomipose, stor volumen, beige

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. Nr. *	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0395845	62550N	Flexima 2-dels ileostomipose, stor volumen, beige	50 mm ring	Æske a 30 stk.
0395849	62560N	Flexima 2-dels ileostomipose, stor volumen, beige	60 mm ring	Æske a 30 stk.
0395863	62680N	Flexima 2-dels ileostomipose, stor volumen, beige	80 mm ring	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.