

PRODUKTDATABLAD

Flexima Active 1-dels Kolostomipose

Flexima Active 1-dels kolostomipose er en lukket stomipose med stor flexibilitet og god hudbeskyttelse.

Klæberen er påsat højt oppe på posen, hvilket giver en bedre komfort samt diskretion.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen, block copolymer, tackifying resins, plastifiers, absorbant loads, EVA, PVDC
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Ingen særlige. Se instruktion vedlagt produktet.
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Flexima Active 1-dels Kolostomipose

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0395605	4610125N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0395602	4610130N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 30 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0395604	4610135N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0395603	4610140N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 40 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0395601	4610145N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 45 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0395607	4611125N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 25 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0395608	4611130N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 30 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0395609	4611135N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 35 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0395610	4611140N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 40 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0395611	4611145N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, 45 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0395614	4610215N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-45 mm hul, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0395600	4610115N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-50 mm hul, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0395612	4610380N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-65 mm hul, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0395632	4610480N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-80 mm hul, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0395606	4611115N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-50 mm hul, klar.	Midi	Æske a 30 stk.
0395613	4611380N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-65 mm hul, klar.	Maxi	Æske a 30 stk.
0395650	4612215N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-45 mm hul, vindue, beige.	Mini	Æske a 30 stk.
0395651	4612115N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-50 mm hul, vindue, beige.	Midi	Æske a 30 stk.
0395652	4612380N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-65 mm hul, vindue, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.
0395653	4612480N	Flexima Active 1-dels kolostomipose, opklipbar 15-80 mm hul, vindue, beige.	Maxi	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.