

PRODUKTDATABLAD

Softima Roll'Up 1-dels ileostomipose

Softima Roll'Up 1-dels ileostomipose er en tømbar pose med Roll'Up udløb.

Softima Roll'Up 1-dels ileostomipose er af et blødt non-woven materiale. Posen har støjsvag og PVC-fri film samt integreret laminar filter.



Indholdsstoffer/materiale:	PIB, CMC, Pektin, Aktivt kulfilter, APET, PE, EVA, Non-woven microfiber, LDPE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Ingen særlige. Se instruktion vedlagt produktet.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Softima Roll'Up 1-dels ileostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0395630	Softima	1-dels ileostomipose, Roll' Up udløb, Midi, beige	25 mm Ø	Æske a 30 stk.	41725N
0395474	Softima	1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige	30 mm Ø	Æske a 30 stk.	41730N
0395475	Softima	1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige	35 mm Ø	Æske a 30 stk.	41735N
0395476	Softima	1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige	40 mm Ø	Æske a 30 stk.	41740N
0395477	Softima	1-dels ileostomipose, Roll'up udløb, Midi, beige	15-60 mm Ø	Æske a 30 stk.	41715
0395631	Softima	1-dels ileostomipose Roll' Up udløb, Midi, klar	15-60 mm Ø	Æske a 30 stk.	41815N
0395433	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	41726N
0395430	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, beige	30 mm Ø	Æske a 10 stk.	41731
0395438	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, klar	15-35 mm Ø	Æske a 10 stk.	41817N
0395407	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, klar	15-45 mm Ø	Æske a 10 stk.	41818N
0395431	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, beige	15-35 mm Ø	Æske a 10 stk.	41717N
0395432	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, beige	15-45 mm Ø	Æske a 10 stk.	41718N
0395533	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	15-35 mm Ø	Æske a 30 stk.	41719N
0395534	Softima Roll'Up konveks	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	15-45 mm Ø	Æske a 30 stk.	41720N