

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Xtra 1-dels colostomipose, udskylbar

Welland Flair Active Xtra

Lukket 1-dels pose med en indvendig opsamlingspose - godkendt til udskylning i toilette

Opsamlingsposen er biologisk nedbrydelig.

Har HyperFlex hydrokolloid hudklæber og er opbygget af en 5-lags lydefri og lugttæt film.

Blødt og hudvenligt stofbetræk, der er vandafvisende og fnugfrit.



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring uåbnet:	Køligt, tørt og ikke i direkte sollys
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding / deponi
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding / deponi
Bortskaffelse af yder emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	Ingen

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Xtra 1-dels colostomipose, udskylbar

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0361720	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, midi, beige, udskylbar	19-50 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFM519
0361721	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, midi, beige, udskylbar	25 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFM525
0361722	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, midi, beige, udskylbar	29 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFM529
0361723	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, midi, beige, udskylbar	32 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFM532
0361724	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, midi, beige, udskylbar	35 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFM535
0361725	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, midi, beige, udskylbar	38 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFM538
0361726	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, midi, beige, udskylbar	44 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFM544
0361730	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, maxi, beige, udskylbar	19-50 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFL519
0361731	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, maxi, beige, udskylbar	25 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFL525
0361732	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, maxi, beige, udskylbar	29 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFL529
0361733	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, maxi, beige, udskylbar	32 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFL532
0361734	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, maxi, beige, udskylbar	35 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFL535
0361735	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, maxi, beige, udskylbar	38 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFL538
0361736	Flair Active Xtra	1-dels colostomipose, maxi, beige, udskylbar	44 mm Ø	æske a 30 stk.	XPFL544