

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Convex 1-dels colostomipose

Flair Active Convex 1-dels colostomipose med convex hudplade.

Pladens fordybning er temperaturfølsom og trykker dermed stomien skånsomt frem. Er derfor også velegnet til stomier under hudniveau, lav stomier, bløde maver og lækage uden forklaring.

Har inspektionsvindue, kulfilter og bælteører og kan rumme 450 ml.

I æsken med plader medfølger der klæbefjerner servietter.



Indholdsstoffer/materiale: Hydrokolloid, stof, kulfilter

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt, rent og køligt (0-27 grader C). Undgå direkte sollys

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding / Deponi / Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Convex 1-dels colostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0361024	Flair Active Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCM535
0361028	Flair Active Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCM525
0361542	Flair Active Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	29 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCM529
0361543	Flair Active Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	32 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCM532
0361544	Flair Active Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	38 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCL538
0361545	Flair Active Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	44 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCL544
0361644	Flair Active Convex	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCL535
0361540	Flair Active Convex	1-dels colostomipose blød konveks m. klæbefjerner	13 - 35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCM513
0361541	Flair Active Convex	1-dels colostomipose blød konveks m. klæbefjerner	13 - 48 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCL513
0361645	Flair Active Convex	1-dels colostomipose blød konveks m. klæbefj. klar	13 - 35 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCM713
0361646	Flair Active Convex	1-dels colostomipose blød konveks m. klæbefj. klar	13 - 48 mm Ø	Æske a 10 stk.	XPNCL713