

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Curvex urostomipose

Flair Active Curvex

Det særlige ved Flair Active Curvex er:

- at posen har en unik kurveformet hudklæber, der skånsomt udfylder og tætnet
- at posen har inspektionsvindue og bælteører
- at den bløde afløbsstuds passer til alle gængse natposer
- at der ligger klæbefjerner servietter i alle æskerne

Hvornår skal du vælge Flair Active Curvex:

- hvis du har stomibrok (tryk kurveformen indad)
- hvis du har fordybninger og hudfolder rundt om stomien
- hvis din mave er "blød"
- hvis du oplever lækage uden forklaring
- Såfremt de ønsker et let og skånsomt poseskift ved hjælp af de medfølgende klæbefjerner servietter.

Pladen har en fordybning, der udfylder og tætnet omkring stomien uden at trykke.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PE, Polyester, Polyeofin, Hydrocolloid

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Køligt, tørt og ikke i direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yderemballage: Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Curvex urostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0361654	XPCUS513	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	13-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361655	XPCUS713	Stotec	Flair Active Curvex, Klar	13-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361656	XPCUM513	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	13-32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361657	XPCUM713	Stotec	Flair Active Curvex, Klar	13-32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361658	XPCUL513	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	13-43 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361659	XPCUL713	Stotec	Flair Active Curvex, Klar	13-43 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361785	CUS913	Stotec	Flair Active Curvex Uro, beige	13-25 mm / small	Æske á 10 stk.
0361660	XPCUS519	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	19 mm /midi	Æske á 10 stk.
0361661	XPCUS522	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	22 mm /midi	Æske á 10 stk.
0361662	XPCUS525	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	25 mm /midi	Æske á 10 stk.
0361663	XPCUM525	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	25 mm /midi	Æske á 10 stk.
0361664	XPCUM529	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	29 mm /midi	Æske á 10 stk.
0361780	XPCUM532	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	32 mm /midi	Æske á 10 stk.
0361665	XPCUL532	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	32 mm /midi	Æske á 10 stk.
0361666	XPCUL538	Stotec	Flair Active Curvex, Beige	38 mm /midi	Æske á 10 stk.

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Curvex urostomipose

0361794	CUM913	Stotec	Flair Active Curvex Uro, beige	13-32 mm / medium	Æske á 10 stk.
0361788	CUL913	Stotec	Flair Active Curvex Uro, beige	13-45 mm / large	Æske á 10 stk.
0361782	CUS713	Stotec	Flair Active Curvex Uro, klar	13-25 mm / small	Æske á 10 stk.
0361784	CUM713	Stotec	Flair Active Curvex Uro, klar	13-32 mm / medium	Æske á 10 stk.
0361781	CUL713	Stotec	Flair Active Curvex Uro, klar	13-43 mm / large	Æske á 10 stk.
0361786	CUM925	Stotec	Flair Active Curvex Uro, Beige	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361787	CUM932	Stotec	Flair Active Curvex Uro, Beige	32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361789	CUL935	Stotec	Flair Active Curvex Uro, Beige	35 mm / large	Æske á 10 stk.
0361790	CUL938	Stotec	Flair Active Curvex Uro, Beige	38 mm / large	Æske á 10 stk.