

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Convex m. bælte

Flair Active Convex m. bælte

Det særlige ved Flair Active Convex er:

- at posen har en hudklæber med en blød konvexitet, der skånsomt og effektivt presser stomien frem
- at posen har et inspektionsvindue og bælteører
- at der ligger klæbefjerner servietter i alle æskerne

Hvornår skal du vælge Flair Active Convex:

- hvis din stomi er i eller under hudniveau
- hvis du har fordybninger og hudfolder rundt om stomien
- hvis din mave er "blød"
- hvis du oplever lækage uden forklaring
- Såfremt de ønsker et let og skånsomt poseskift ved hjælp af de medfølgende klæbefjerner servietter.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVCD, Sodium Carboxymethylcellulose, Polyisobutylene, Polybag

PVC/ftalater: Ja

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt, rent og køligt (0-27 grader C). Undgå direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding / deponi

Bortskaffelse af yderemballage: Forbrænding / Genbrug / Deponi

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Flair Active Convex m. bælte

Mediq sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0361057	XPNU513	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	13-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361058	XPNUM513	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	13-35 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361059	XPNUL513	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	13-48 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361667	XPNU5713	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Klar	13-25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361668	XPNUM713	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Klar	13-35 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361669	XPNUL713	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Klar	13-48 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361670	XPNU519	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	19 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361060	XPNU522	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	22 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361061	XPNU525	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361671	XPNUM525	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	25 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361062	XPNUM529	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	29 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361063	XPNUM532	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361064	XPNUM535	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	35 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361672	XPNUL532	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	32 mm / midi	Æske á 10 stk.
0361065	XPNUL538	Stotec	Flair Active Convex m/bælte, Beige	38 mm / midi	Æske á 10 stk.

PRODUKTDATBLAD

Flair Active Convex m. bælte