

PRODUKTDATABLAD

Flair Active tømbar, sampak

Flair Active tømbar, sampak

Endels tømbar pose med en sikker hudvenlig klæber. Posen har en blød og selvforklarende lukker og et praktisk fingregreb, så det er let at styre tømning af posen.

I sampak æsken medfølger der 100 gzeservietter, 30 stk. klæbefjernerervietter, affaldsposer og en saks til de opklipbare poser.



Indholdsstoffer/materiale: EVA, PVDC, Sodium Corboxymethylcellulose, Polyisobutylene, Polybag

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt, rent og køligt (0-27 grader C). Undgå direkte sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inder emballage: Forbrænding / deponi / Genbrug

Bortskaffelse af yder emballage: Forbrænding / deponi / Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Flair Active tømbar, sampak

Mediq sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Ref. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0361740	XPMD513	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	13-60 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361742	XPMD525	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	25 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361744	XPMD529	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	29 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361746	XPMD532	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	32 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361748	XPMD535	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	35 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361750	XPMD538	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	38 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361752	XPMD544	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	44 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361741	XPLD513	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	13-60 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361743	XPLD525	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	25 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361745	XPLD529	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	29 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361747	XPLD532	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	32 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361749	XPLD535	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	35 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361751	XPLD538	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	38 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361753	XPLD544	Stotec	Flair Active tømbar sampak, Beige	44 mm / midi	Æske á 30 stk.
0361754	XPLD713	Stotec	Flair Active tømbar sampak, klar	13-60 mm / maxi	Æske á 30 stk.

PRODUKTDATBLAD

Flair Active tømbar, sampak