

PRODUKTDATABLAD

Welland stomibælte, hvidt uden ører

Welland stomibælte kan anvendes på alle en-dels og to-dels bandager, med og uden konveks.

Welland bæltssystem fastgøres med blød velcro og minimerer derfor risikoen for trykskader.

Bæltepladen har en blød skumside mod huden, og trinløs justering for optimal komfort og sikkerhed.

Bæltet kan fås i to længder og kan maskinvaskes ved 40 grader.



Indholdsstoffer/materiale:	Velcro, skum
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	-
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Welland stomibælte, hvidt uden ører

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0361970	Welland	Stomibælte, 120cm, hvidt uden ører	Æske a 10 stk.	XBLTS01
0361971	Welland	Stomibælte, 145cm, hvidt uden ører	Æske a 10 stk.	XBLT01