

# PRODUKTDATABLAD

## Welland HydroFrame® kantsikring med Manuka honning

HydroFrame® er en meget hudvenlig hydrokolloid kantsikring med ren medicinsk Manuka honning. Honningen hæmmer bakterievæksten, absorberer væske og stimulerer dannelsen af nye celler.

Anvendes, hvor der er behov for at øge sikkerheden ved at gøre stomiposens klæbeflade større og er formet som en halvcirkel for optimal sikring uanset bandagevalg og stomi.

Har afrundede kanter og den tillader huden at ånde gennem materialet. Kombinationen af hydrokolloid og Manuka honning kan også fremme og bibeholde en sund hud.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyurethan, polyester, LDPE, silikone, gelatin, pektin, natriumcarboxymethylcellulose, polyisobutylene, Manuka honning
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, rent og køligt (0-27 °C). Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATBLAD

## Welland HydroFrame® kantsikring med Manuka honning

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0361830	Welland HydroFrame	Kantsikring med manuka honning, halvcirkel	Æske a 20 stk.	XMHWAF H33
0361832	Welland HydroFrame	Kantsikring med manuka honning, halvcirkel, mini	Æske a 30 stk.	XMHWAF M33