

PRODUKTDATABLAD

Ambiance Healthcare klæbefjerner

Ambiance Healthcares klæbefjerner er en silikonebaseret, alkoholfri løsning der ikke svier.

Produktet er en hurtig og smertefri måde til at fjerne stomiposer, bandager og uridomer. Det hjælper til at minimere klæberester på huden.

Klæbefjernerne findes som spray eller som servietter.

Spraydåsen kan anvendes både når den er vendt på hovedet eller i en vandret position. For at sikre sig at hele spraydåsens indhold opbruges, bør et langvarigt brug i en vandret position undgås.

Servietterne opbevares i små individuelle breve, som gør det nemt at have servietterne med sig over alt.

Produkterne tørrer hurtigt efter påføring.



Indholdsstoffer/materiale:	Siloxan copolymer
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og beskyttet mod sollys ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Ambiance Healthcare klæbefjerner

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Salgsenhed	Ref.nr.*
0329000	Ambiance Medical	klæbefjerner spray uden alkohol	50 ml	1 stk.	AH011
0329001	Ambiance Medical	klæbefjerner serviet uden alkohol		Æske á 30 stk.	AHW011

* Henviser til producentens reference nr.