

# PRODUKTDATABLAD

Klinion EasyCare kanylespand, gul med standardlåg, UN godkendt 5 liter

## Kanylespand med standardlåg

Klinion EasyCare kanylespande er designet og produceret i Danmark med udgangspunkt i de behov der er på danske hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler. Anvendes til brugte kanyler, skalpeller og andre skarpe genstande.



Kanylespandene opfylder som en af ganske få DS/ISO 23907/2012 til forebyggelse af stikskader - krav til prøvningsmetode – kanylespande.

Med dansk certificeret UN godkendelse 3291 er spandene specielt udviklede til sikker bortskaffelse af farligt affald.



Til spandene findes et bredt udvalg af bøjler til ophæng på væg, kulisseskinne, rullebord og lign. Herved kan man let og fleksibelt opfylde kravene i stikskadedirektivet.

Findes i flere forskellige størrelser

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PP
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	-
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring</b>	Tørt og rent
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Klinion EasyCare kanylespand, gul med standardlåg, UN godkendt 5 liter

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3158941	Klinion Easycare	Kanylespand gul med standardlåg UN godkendt	5 liter	Palle a 405 stk.	750KH

## Mål

Varenr.	<b>3158941</b>
Størrelse – Totalvolumen	5 liter
Nettovolumen – til max. fyldningslinje	4,1 liter
Højde	19,5 cm
Diameter, top	20 cm
Diameter, bund	18,8 cm