

# PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte gul, gult låg, specialmodel med stor åbning, 2 liter

## Kanylebøtte specialmodel med stor åbning.

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Er UN godkendt (3291)

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning



**Indholdsstoffer/materiale:** Polypropylen

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** -

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt og rent

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATBLAD

Uson kanylebøtte gul, gult låg, specialmodel med stor åbning, 2 liter

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3152210	Uson kanylebøtte	Gul, gult låg, specialmodel med stor åbning	2 liter	Krt. a 100 stk.	9720-HUL