

# PRODUKTDATABLAD

Uson kanylebøtte transparent, gult speciallåg, lav model, UN godkendt, 500 ml

## Kanylebøtte lav model med gult speciallåg

USON er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler, sprøjter mm.

Er UN godkendt (3291)

Væsketæt samling mellem beholder og låg.

Har to funktioner – midlertidig og permanent lukning.



**Indholdsstoffer/materiale:** PP

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** -

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt og rent

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkninger:** -

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3150050	Uson kanylebøtte	Transparent, gult låg, kanyleaftræk, UN godkendt	500 ml	Krt. a 100 stk.	305