

PRODUKTDATABLAD

Usøn kanylebøtte kantet, røgfartet, sort/gult skruelåg, 1 liter

Kanylebøtte røgfartet, sort/gult skruelåg

USØN er dansk producerede kanylebeholdere, designet til brug på hospitaler, klinikker og andre plejehinstitutioner.

Beholderen er specielt udviklet til sikker bortskaffelse af kanyler.

Er UN godkendt (3291)

Har stor gevind-åbning.



Indholdsstoffer/materiale: PP

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: -

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt og rent

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
3150510	Usøn kanylebøtte	Kantet, røgfartet, sort/gult skruelåg, 24,2 cm, UN	1 liter	Krt. a 40 stk.	10-100