

PRODUKTDATABLAD

Klinion EasyCare kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk, UN godkendt, 1,3 liter

Kanylebeholder med kanyleaftræk

Klinion EasyCare kanylebeholdere er designet og produceret i Danmark med udgangspunkt i de behov der er på danske hospitaler, klinikker og andre plejehospitaler. Anvendes til brugte kanyler, skalpeller og andre skarpe genstande.

Kanylebeholderne opfylder som en af ganske få DS/ISO 23907/2012 til forebyggelse af stikskader - krav til prøvningsmetode – kanylespande.

Med dansk certificeret UN godkendelse 3291 er beholderne specielt udviklede til sikker bortskaffelse af farligt affald.

Til beholderne findes et bredt udvalg af bøjler til ophæng på væg, kulisseskinne, rullebord og lign. Herved kan man let og fleksibelt opfylde kravene i stikskadedirektivet.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	-
Steril:	Nej
Opbevaring	Tørt og rent
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Klinion EasyCare kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk, UN godkendt, 1,3 liter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
3158910	Klinion EasyCare	Kanylebeholder, gul, med kanyleaftræk UN godkendt	1,3 liter	713-KLINION

Mål

Varenr.	3158910
Størrelse – Totalvolumen	1,3 liter
Nettovolumen – til max. fyldningslinje	1 liter
Højde	12,5 cm
Diameter, top	13,7 cm
Diameter, bund	11,2 cm
Vægt	99 g