

# PRODUKTDATABLAD

## Absorin Comfort Sanette anatomisk formet ble

**Absorin Comfort Sanette** er en anatomisk formet ble, der passer til moderat til svær inkontinens. Føles som bomuld og passer perfekt. Fikses med en nettrusse.

Absorin SAP 3+systemet (superabsorbent) forhindrer bakterievækst og bevarer hudens naturlige pH-værdi, mens ubehagelig lugt undgås. Det superabsorberende pulver (SAP) absorberer urinen og bliver til en gel, så lækager undgås.

Har et non-woven lag mod huden, så fugt kan passere hurtigt ind i bleen, hvilket giver en tør og behagelig følelse. De specielle "hybatex fibre" giver en mere åben struktur på fluffet samt forbedret fugtfordeling og fugtoptagelse.

Har vådindikator, der viser, hvornår skift bør foretages.



**Indholdsstoffer/materiale:** SAP, non-woven, PE-film

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Absorin Comfort Sanette anatomisk formet ble

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0428581	Absorin Comfort Sanette	Anatomisk formet ble, dag, light, blå	55cm	Pk. a 20 stk. – Krt. a 4 pk.	10517308
0428582	Absorin Comfort Sanette	Anatomisk formet ble, dag, turkis	69cm	Pk. a 20 stk. – Krt. a 4 pk.	10517310
0428583	Absorin Comfort Sanette	Anatomisk formet ble, dag, extra, grøn	69cm	Pk. a 20 stk. – Krt. a 4 pk.	10517320
0428584	Absorin Comfort Sanette	Anatomisk formet ble, nat, lilla	69cm	Pk. a 20 stk. – Krt. a 4 pk.	10517330
0428585	Absorin Comfort Sanette	Anatomisk formet ble, extra, gul	69cm	Pk. a 20 stk. – Krt. a 4 pk.	10517340
0428586	Absorin Comfort Sanette	Anatomisk formet ble, ultra, sølv	69cm	Pk. a 20 stk. – Krt. a 4 pk.	10517350