

PRODUKTDATABLAD

Absorin Finette drypbind

Absorin Finette er et lille og tyndt dryp-/dagbind, der passer til let til moderat inkontinens. Anatomisk formet med perfekt pasform. Kan bruges i normalt undertøj. Med selvklæbende tape for sikker fiksering.

Absorin SAP 3+systemet (superabsorbent) forhindrer bakterievækst og bevarer hudens naturlige pH-værdi, mens ubehagelig lugt undgås. Det superabsorberende pulver (SAP) absorberer urinen og bliver til en gel, så lækager undgås.

Har et non-woven lag mod huden, så fugt kan passere hurtigt ind i bleen, hvilket giver en tør og behagelig følelse. De specielle "hybatex fibre" giver en mere åben struktur på fluffet samt forbedret fugtfordeling og fugtoptagelse.

Bindet har vådindikator, der viser, hvornår skift bør foretages og er enkeltpakket, hvilket gør det let og diskret at have med sig.



Indholdsstoffer/materiale:	SAP, non-woven, PE-film, cellulose fluff
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur
Holdbarhed fra holdbarhedsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Absorin Finette drypbind

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Sugeevne	Indhold	Ref. nr.
0431600	Absorin Finette	Dryp-/dagbind/trusseindlæg, ultra mini	8 x 18 cm	95 ml	Pk. a 28 stk. – Krt. a 12 pk.	10516200
0431604	Absorin Finette	Dryp-/dagbind, extra	15 x 35 cm	590 ml	Pk. a 14 stk. – Krt. a 12 pk.	62251
0431605	Absorin Finette	Dryp-/dagbind, super	19 x 40 cm	820 ml	Pk. a 14 stk. – Krt. a 12 pk.	62351
0431606	Absorin Finette	Dryp-/dagbind, maxi	19 x 40 cm	970 ml	Pk. a 12 stk. – Krt. a 24 pk.	10516245
0431607	Absorin Finette	Dryp-/natbind, maxi	19 x 48 cm	1200 ml	Pk. a 10 stk. – Krt. a 4 pk.	10516255