

# PRODUKTDATABLAD

## MELOLIN kompres steril/usteril

En tør, ikke-hæftende absorberende kompres. Består af en kraftig absorberende kompres af bomuld/akryl der på den ene side er påsvejet tynd, perforeret polyesterfilm.

Filmsiden lægges mod såret. Filmsiden gør, at sårsekretet ikke kommer i kontakt med huden.

Beskytter såret mod slag og stød.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyester film, bomuld/acryl
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE I-S (steril), CE I (usteril)
<b>Steril vare:</b>	Ja/nej
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt ved stuetemperatur, væk fradirekte sollys
<b>Holdbarhed uåbnet:</b>	3 år (steril). 5 år (usteril)
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## MELOLIN kompres steril/usteril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4282010	Melolin	Kompres usteril	10 x 10 cm	Æske a 150 stk. – Krt. a 6 æsker	66974942
4282020	Melolin	Kompres usteril	10 x 20 cm	Æske a 75 stk. – Krt. a 12 æsker	66974943
4282030	Melolin	Kompres usteril	20 x 30 cm	Æske a 25 stk. – Krt. a 12 æsker	66974944
4282050	Melolin	Kompres usteril	50 cm x 7 m	Krt. a 6 stk.	66974930
4282104	Melolin	Kompres steril	5 x 5 cm	Æske a 25 stk.	66974932
4282105	Melolin	Kompres steril	5 x 5 cm	Æske a 100 stk. – Krt. a 24 æsker	66974940
4282109	Melolin	Kompres steril	10 x 10 cm	Æske a 10 stk.	66974933
4282110	Melolin	Kompres steril	10 x 10 cm	Æske a 100 stk. – Krt. a 12 æsker	66974941
4282120	Melolin	Kompres steril	10 x 20 cm	Æske a 100 stk. – Krt. a 6 æsker	66974939