

PRODUKTDATABLAD


Folysil 2-vejs ballonkateter, silikone

Folysil LT 2-vejs ballonkateter, 3, 10 og 50 ml

Alle Folysil katetre er lavet af 100 % silikone og er latexfrie. Silikonekatetret har en betydelig større kanal og dermed et bedre gennembløb. Katetrene er forsynet med røntgenstribe.

Tilsvarende sikrer en knækfri overgang fra kateteret til urinposen et optimalt urinflow.

Må sidde i op til 90 dage.



Indholdsstoffer/materiale:	100 % silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Ja, EO-steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved 5-25 grader Celsius
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Må sidde i max 90 dage

PRODUKTDATABLAD

Folysil 2-vejs ballonkateter, silikone

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0619880	Folysil LT	2-vejs ballonkateter, pæd, stilet, 3 ml, steril	Ch. 10	Æske a 5 stk.	AA7110
0619882	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk.	AA7112
0619884	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk.	AA7114
0619886	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	AA7116
0619888	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AA7118
0619890	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	AA7120
0619892	Folysil LT	2 -v ballonkateter, silikone, 42 cm, 10 ml, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	AA7122
0619962	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk.	AA7512
0619964	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk.	AA7514
0619966	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	AA7516
0619968	Folysil LT	2-v ballonkateter, silikone, 25 cm, 10 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AA7518
0619922	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk.	AA6312
0619924	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk.	AA6314
0619926	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	AA6316
0619928	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AA6318
0619930	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	AA6320
0619932	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	AA6322
0619934	Folysil	2-v ballonkateter tiemann, silikone, 15 ml, steril	Ch. 24	Æske a 5 stk.	AA6324
0619978	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	AB6418
0619980	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 20	Æske a 5 stk.	AB6420
0619982	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 22	Æske a 5 stk.	AB6422
0619984	Folysil	2-vejs ballonkateter, silikone, 50 ml, steril	Ch. 24	Æske a 5 stk.	AB6424