

PRODUKTDATABLAD

Biocath hydrobelagt latex ballonkateter

Ballonkateter bestående af en latexkerne, som har en hydrogelbelægning. Belægningen reducerer friktion og irritation af slimhinden, hvilket giver større komfort for patienten. Belægningen modstår bakteriekolonier, hvilket gør den velegnet for patienter, som ofte får urinvejsinfektioner.

Anvendes til blæredrænage. Skal senest skiftes efter 90 dage.



Indholdsstoffer/materiale:	Latex, hydrogel
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	IIb
Steril:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Biocath hydrobelagt latex ballonkateter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0619622	Biocath hydrogelbelagt latex	2-vejs ballonkateter, Nelaton, LT, 5/10ml, steril	ch 12	æske a 10 stk	200876
0619624	Biocath hydrogelbelagt latex	2-vejs ballonkateter, Nelaton, LT, 5/10ml, steril	ch 14	æske a 10 stk	200531
0619626	Biocath hydrogelbelagt latex	2-vejs ballonkateter, Nelaton, LT, 5/10ml, steril	ch 16	æske a 10 stk	200479
0619628	Biocath hydrogelbelagt latex	2-vejs ballonkateter, Nelaton, LT, 5/10ml, steril	ch 18	æske a 10 stk	200474