

PRODUKTDATABLAD


Teleflex Sympacath hydrogelbelagt latex ballonkateter

Sympacath – hydrogelbelagt latex

Kateteret er hydrogelbelagt. Det kan indføres uden smøremiddel og kan nemt og bekvemt fjernes.

Undersøgelser har vist at tendensen til biofilmdannelse er lavere sammenlignet med ikke-coatede katetre

- Hydrogel coated kan indføres uden smøremiddel
- Ventil til sprøjter Luer og Luer-lock
- Forskellige størrelser
- Reduceret friktion
- Let at fjerne
- Kan anvendes til langtidsbrug
- Slid på overfladen reduceres med op til 80 % ift. Konventionelle katetre



Indholdsstoffer/materiale:	(PVP) Polyvinylpyrrolidon
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	Kan ligge op til 12 uger
Opbevaring uåbnet:	Opbevares tørt ved normal rumtemperatur
Opbevaring åbnet:	Engangsprodukt
Holdbarhed uåbnet:	5 år
Holdbarhed åbnet:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Teleflex Sympacath hydrogelbelagt latex ballonkateter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0638122	Sympacath	Hydrogelbelagt latex ballonkateter, 5/10 ml, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	ÆSKE	180505-000120
0638124	Sympacath	Hydrogelbelagt latex ballonkateter, 5/10 ml, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	ÆSKE	180505-000140
0638126	Sympacath	Hydrogelbelagt latex ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	ÆSKE	180505-16
0638128	Sympacath	Hydrogelbelagt latex ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	ÆSKE	180505-18
0638120	Sympacath	Hydrogelbelagt latex ballonkateter, 5/15ml, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	STK	180505-20